

订货指南

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
1	1ST20007	4,4'-滴滴伊-D8	4,4'-DDE D8	93952-19-2
2	1ST20009	2,4'-滴滴涕-D8	2,4'-DDT D8	221899-88-3
3	1ST20012	4,4'-滴滴涕-d8	4,4'-DDT-d8	93952-18-2
4	1ST20330D4	a-硫丹-D4	α-Endosulfan-d4	203645-57-2
5	1ST20068	敌百虫-d6; 三氯松-d6	Trichlorfon-(dimethyl-d6)	1451910-96-5
6	1ST20520	涕灭威砒-d3	Aldicarb-Sulfone-d3	1261170-76-6
7	1ST20066	倍硫磷-D6	Fenthion D6	1189662-83-6
8	1ST20069	恶唑磷-d10	Isoxathion-d10	NA
9	1ST20074	牛津郡异柳磷-d6	Isofenphos oxon-d6	NA
10	1ST20075	乐果-D6	Dimethoate D6	NA
11	1ST20085	噻唑硫磷-d5	Fosthiazate-d5	NA
12	1ST20088	乙酰甲胺磷-d6	Acephate-d6	NA
13	1ST20097D6	敌敌畏-D6	Dichlorvos-d6	203645-53-8
14	1ST20100	甲基毒死蜱-D6	Chlorpyrifos-methyl D6 (dimethyl D6)	NA
15	1ST20151D6	甲基吡啶磷-d6	Azamethiphos-d6	1189894-02-7
16	1ST20166	二嗪磷-二乙基-d10	Diazinon-(diethyl-d10)	100155-47-3
17	1ST20168D6	马拉硫磷-D6	Malathion-D6	1189877-72-2
18	1ST20168D10	马拉硫磷-D10	Malathion-D10	347841-48-9
19	1ST20176	毒死蜱-二乙基-d10	Chlorpyrifos-(diethyl-d10)	285138-81-0
20	1ST20188D10	蝇毒磷-d10	Coumaphos-D10	287397-86-8
21	1ST20241	顺式氟戊菊酯-d7	Esfenvalerate-d7	NA
22	1ST20246	抗蚜威-d6	Pirimicarb-d6	1015854-66-6
23	1ST20271D3	咪喃丹-D3	Carbofuran-D3	1007459-98-4
24	1ST20279	甲萘威-D7	Carbaryl D7	362049-56-7
25	1ST20284	乙霉威-d7	Diethofencarb-d7	NA
26	1ST20285	仲丁威-d3	Fenobucarb-d3	NA
27	1ST20298D4	吡虫啉-d4	Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)	1015855-75-0
28	1ST22000	2,4,5-涕-D2	2,4,5-T D2	358731-37-0
29	1ST22018	2,4-滴-D3	2,4-D D3	202480-67-9
30	1ST22032	2,4-滴丙酸-D6	Dichlorprop D6 (ring D3, 3,3,3-D3)	NA
31	1ST22035	2,4-滴丙酸甲酯-D6	Dichlorprop-methyl ester D6 (ring D3, 3,3,3-D3)	NA
32	1ST22043	2甲4氯-d3	MCPA D3 (3,5-6-D3-phenoxy)	352431-14-2
33	1ST22044	2甲4氯-d6	MCPA D6 (methyl-D3,phenoxy-D3)	NA
34	1ST22054	2甲4氯丙酸-D3	Mecoprop D3 (ring)	352431-15-3
35	1ST22055	2甲4氯丙酸-D6	Mecoprop D6 (ring D3, methyl D3)	NA
36	1ST22057	2甲4氯丙酸甲酯-D3	Mecoprop-methyl ester D3 (ring)	NA
37	1ST22064	2甲4氯丁酸-d6	MCPB D6 (ring D3, methyl D3)	NA
38	1ST22066	2甲4氯丁酸甲酯-d3	MCPB-methyl ester D3 (ring)	NA
39	1ST22085	喹禾灵乙酯-d3	Quizalofop-ethyl D3 (3,3,3-D3)	1398065-84-3
40	1ST22097	莠去津-2-羟基-D5	Atrazine-2-hydroxy D5	NA
41	1ST22102	莠去津-脱乙基-D6	Atrazine-desethyl D6	NA
42	1ST22107	莠去津-脱异丙基-D5	Atrazine-desisopropyl D5 (ethylamino D5)	NA
43	1ST22114	草达津-D5	Trietazine D5	NA
44	1ST22124	另丁津-d5	Sebuthylazine D5 (ethyl D5)	NA
45	1ST22129	扑草净-d6	Prometryn D6 (isopropyl D6)	NA
46	1ST22131	扑灭津-d6	Propazine D6 (isopropyl D6)	NA
47	1ST22139	氟草津-D5	Cyanazine D5 (N-ethyl D5)	NA
48	1ST22141	特丁津-d5	Terbuthylazine D5 (ethyl D5)	222986-60-9
49	1ST22144	特丁津-脱乙基-d9	Terbuthylazine-desethyl D9 (tert-butyl D9)	NA
50	1ST22147D10	西玛津-d10	Simazine D10	220621-39-6
51	1ST22147D5	西玛津-d5	Simazine D5	220621-41-0
52	1ST22152D7	苯达松-d7	Bentazon-d7	131842-77-8
53	1ST22162	除草定-D3	Bromacil D3	NA
54	1ST22167	敌草快单水合物-D4	Diquat dibromide D4 monohydrate	NA
55	1ST22183	二氯百草枯-d6	Paraquat dichloride D6	NA
56	1ST22184	二氯百草枯-d8	Paraquat dichloride D8	347841-45-6
57	1ST22185	二碘百草枯-d6	Paraquat diiodide D6	NA
58	1ST22199	环嗪酮-d6	Hexazinone D6 (N,N-dimethyl D6)	NA
59	1ST22207	氟甲喹啉酸-d4	Quinmerac D4 (methyl(D3)-quinoline-2-D)	NA
60	1ST22214	特丁草净-d5	Terbutryn D5 (ethyl D5)	NA

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
61	1ST22216	特丁通-d9	Terbumeton D9 (tert-butyl amino D9)	NA
62	1ST22227	仲丁通-d5	Secbumeton D5 (ethyl D5)	NA
63	1ST22231	草枯醚-d4	CNP-d4	NA
64	1ST22250	二甲戊灵-D5	Pendimethalin D5 (1-Ethyl(1,1-D2) propyl(1,2,2-D3))	NA
65	1ST22252	氟乐灵-D14	Trifluralin D14 (di-n-propyl D14)	347841-79-6
66	1ST22266	敌草隆-D6	Diuron D6 (dimethyl D6)	1007536-67-5
67	1ST22271	非草隆-D5	Fenuron D5 (phenyl D5)	NA
68	1ST22286	甲磺隆-d3	Metsulfuron-methyl D3 (triazine methoxy D3)	NA
69	1ST22289	甲基噻吩磺隆-D3	Thifensulfuron-methyl D3 (triazine methoxy D3)	NA
70	1ST22296	利谷隆-d6	Linuron D6 (methyl D3 methoxy D3)	NA
71	1ST22299	绿麦隆-D6	Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6	NA
72	1ST22308	灭草隆-D6	Monuron D6	217488-65-8
73	1ST22318	酰嘧磺隆-D6	Amidosulfuron D6 (dimethoxy D6)	NA
74	1ST22323	异丙隆-D6	Isoproturon D6 (dimethyl D6)	217487-17-7
75	1ST22327	苯噻酰草胺-d5	Mefenacet-d5	NA
76	1ST22364	甲草胺-D13	Alachlor D13 (2,6-diethylphenyl D13)	1015856-63-9
77	1ST22383	双酰草胺-D5	Carbetamide D5 (phenyl D5)	NA
78	1ST22394	乙草胺-D11	Acetochlor D11	NA
79	1ST22403	异丙甲草胺-d6	Metolachlor D6 (propyl D6)	NA
80	1ST22417	禾草丹-d10	Thiobencarb-d10	NA
81	1ST22420	禾草敌-d12	Molinate-d12	NA
82	1ST22434	甜菜宁-d3	Phenmedipham D3	NA
83	1ST22448	4,6-二硝基邻甲酚-D5	DNOC D5 (ring D2, methyl D3)	NA
84	1ST22460	吡氟酰草胺-D3	Diufenican D3 (3-triucromethylphenoxy-2,4,6 D3)	NA
85	1ST22526D3	麦草畏-D3	Dicamba D3 (methoxy D3)	349553-95-3
86	1ST22528	麦草畏-D4	Dicamba D4 (phenyl D1 methoxy D3)	NA
87	1ST22535	麦草畏甲酯-D6	Dicamba-methyl ester D6 (dimethyl D6)	NA
88	1ST22553	麝香草酚-D13	Thymol D13	NA
89	20242554	麝香草酚-D17	Thymol-d7	NA
90	1ST22648	二甲吩草胺-d3	Dimethenamid-d3	NA
91	1ST22682D5	莠去津-D5	Atrazine D5 (ethylamino D5)	163165-75-1
92	1ST21004	三乙膦酸铝-D15	Fosetyl-aluminium D15	NA
93	1ST21005	异稻瘟净-d7	Iprobenfos-d7	NA
94	1ST21007	代森钠-d4	Nabam D4	NA
95	1ST21008	福美锌-D12	Ziram D12	NA
96	1ST21018	稻瘟灵-d4	Isoprothiolane-d4	NA
97	1ST21020	多菌灵-D4	Carbendazim D4	291765-95-2
98	1ST21060	多菌灵-d3	Carbendazim-d3	1255507-88-0
99	1ST21085	烯丙醇-d5	Allyl-d5 alcohol	102910-30-5
100	1ST21087	丙烯醇-d6	Allyl alcohol-d6	1173018-56-8
101	1ST21101	代森钠-d4 六水合物	Nabam-d4 hexahydrate	NA
102	1ST21171D3	丙环唑-D3	Propiconazole (phenyl-d3)	NA
103	1ST21227	噻嗪灵-D8	Triforine D8	948595-12-8
104	1ST21234D4	灭菌丹-D4	Folpet-d4	1327204-12-5
105	1ST21322D4	邻苯二甲酰亚胺D4	Phthalimide-3,4,5,6-d4	60161-31-1
106	1ST20352	噻虫胺-D3	Clothianidin D3 (N'-methyl D3)	NA
107	1ST25021	啉虫脒-D3	Acetamiprid D3	NA
108	1ST25022	啉虫脒-D6	Acetamiprid-d6	NA
109	1ST25045	三氯杀螨醇-D8	Dicofol D8 (ring D8)	NA
110	1ST25053	双甲脒-D12	Amitraz D12 (2,2',4,4'-tetramethyl D3)	NA
111	1ST25059	溴螨酯-D7	Bromopropylate D7 (isopropyl D7)	NA
112	1ST20013	4,4'-滴滴涕-13C12	4,4'-DDT 13C12	104215-84-1
113	1ST20026	1,1,2,2-四氯乙烷-13C2	1,1,2,2-Tetrachloroethane-13C2	212266-24-5
114	1ST20041	林丹-13C6 (γ-BHC)	Lindane-13C6 (γ-BHC)	NA
115	1ST20325C8	灭蚊灵13C8	Mirex13C8	NA
116	1ST20325C10	灭蚊灵13C10	Mirex-13C10	NA
117	1ST20305CN	氟虫腈-13C2,15N2	Fipronil-13C2,15N2	NA
118	1ST20369	甲酸乙酯-13C	Ethyl formate-13C	73222-61-4
119	1ST20370	环氧乙烷-13C2	Ethylene oxide-13C2	84508-46-3
120	1ST20391	萘-13C10	Naphthalene-13C10	219526-41-7

订货指南

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
121	1ST22017C6	2,4-滴-13C6	2,4-D 13C6	150907-52-1
122	1ST22096	秀去津-13C3	Atrazine 13C3 (ring 13C3)	NA
123	1ST22132	扑灭津-13C3	Propazine 13C3 (ring 13C3)	446276-68-2
124	1ST22450	氨基磷酸-13C,15N	Aminomethylphosphonicacid 13C 15N	NA
125	1ST22471	草甘膦-13C2,15N	Glyphosate-2-13C,15N	NA
126	1ST22529	麦草畏-13C6	Dicamba 13C6	NA
127	1ST22531	麦草畏-5-羟基-13C6	Dicamba-5-hydroxy 13C6	NA
128	1ST22533	麦草畏-5-羟基-脱甲基-13C6	Dicamba-5-hydroxy-desmethyl 13C6	NA
129	1ST22670	草甘膦-2-13C,15N	Glyphosate-2-13C,15N	285978-24-7
130	1ST22671	草甘膦-3-13C	Glyphosate-3-13C	287399-30-8
131	1ST22672	草甘膦-2-13C	Glyphosate-2-13C	287399-31-9
132	1ST21122	2-苯基-13C6-苯酚	2-Phenyl-13C6-phenol	287389-48-4
133	1ST21271	六氯苯-13C6	Hexachlorobenzene 13C6	93952-14-8
134	1ST21313C6	三氯卡巴-13C6	Triclocarban-13C6	1216457-76-9
135	1ST24014	亚乙基硫脲-D4	Ethylene thiourea D4	352431-28-8
136	1ST24016	乙烯利-D4	Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2-D4)	NA
137	1ST24018	抑芽丹-D2	Maleic hydrazide D2	NA
138	1ST1303D9	妥布特罗盐酸盐-D9	Tulobuterol-d9 Hydrochloride	1325559-14-5
139	1ST1304D9	特布他林D9	Terbutaline-d9	1189658-09-0
140	1ST1313D7	氯丙那林-d7	Clorprenaline-D7	NA
141	1ST1351	克伦特罗-D9	Clenbuterol-d9	129138-58-5
142	1ST1352	克伦特罗-D9 盐酸盐	Clenbuterol-d9 Hydrochloride	184006-60-8
143	1ST1353	沙丁胺醇-D3	Salbutamol-d3	1219798-60-3
144	1ST1354	莱克多巴胺-D5	Ractopamine-d5	NA
145	1ST1355	西马特罗-D7	Cimaterol-d7	1228182-44-2
146	1ST1360	莱克多巴胺-D6	Ractopamine-d6	NA
147	1ST1363	克伦丙罗-D7	Clenproperol-d7	1173021-09-4
148	1ST1371	沙美特罗-D3	Salmeterol-d3	497063-94-2
149	1ST1381	盐酸莱克多巴胺D3	Ractopamine-D3-HCl	
150	1ST1385	喷布特罗盐酸盐-D9	Penbutolol-D9 Hydrobromide	
151	1ST1386	非诺特罗-D6盐酸盐	Fenoterol-d6 Hydrobromide	1286129-04-1
152	1ST2207D3	醋酸甲地孕酮-d3	Megestrol Acetate-d3	162462-72-8
153	1ST2209D3	醋酸美伦孕酮-d3	Melengestrol Acetate-d3	NA
154	1ST2211D2	雌三醇-2,4-D2	Estriol-2,4-D2	53866-32-3
155	1ST2212D4	雌二醇-d4; 17β -	Estradiol-d4; 17β-Estradiol-2,4,16,16-d4	66789-03-5
156	1ST2216D4	雌二醇-2,4,16,16-d4 己烷雌酚-d4	Hexestrol-d4	1189950-25-1
157	1ST2216D8	己烷雌酚-d8	Hexestrol-d8	NA
158	1ST2220D5	睾酮-d5	Testosterone-d5	21002-80-2
159	1ST2220D3	睾酮-d3	d3-Testosterone	77546-39-5
160	1ST2221D3	甲睾酮-D3	Methyltestosterone-D3	96425-03-5
161	1ST2222D6	炔诺孕酮-D6	(-)-Norgestrel-d6	
162	1ST2223D5	孕酮-d5	Progesterone-d5	NA
163	1ST2232D5	倍氯米松D5	Beclomethasone-d5	1263143-48-1
164	1ST2264D5	脱氢表雄酮 (DHEA)-D5	Dehydroepiandrosterone-d5; Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5	97453-25-3
165	1ST2266D3	表睾酮-d3	17-epi-Testosterone-d3	171199-96-5
166	1ST8508D2	雄酮-16,16-d2	Androsterone-16,16-d2	
167	1ST8508D4	雄酮-d4	Androsterone-[d4]	361432-60-2
168	1ST8522D3	美仑孕酮-D3	Melengestrol-d3	
169	1ST2215D8	己烯雌酚-d8	trans-Diethyl-1,1',1',1'-stilbestrol-3,3',5,5'-d8	91318-10-4
170	1ST8527D5	还原胆烷醇酮-d5	Etiocanolone-2,2,3,4,4-d5	1620102-33-1
171	1ST000266	孕酮d9	Progesterone-D9	15775-74-3
172	1ST8558	甲羟孕酮-d3	Medroxy Progesterone-d3	162462-69-3
173	1ST8559	氯睾酮乙酸酯-d3	Chlortestosterone-d3 acetate	
174	1ST8560	氯睾酮-d3	Chlortestosterone-d3	
175	1ST4003D4	磺胺吡啶-D4	Sulfapyridine-d4	1189863-86-2
176	1ST4018	磺胺噻啶-D4	Sulfadiazine-D4	1020719-78-1
177	1ST4020	磺胺甲噁啶-D4	Sulfamerazine D4	NA
178	1ST4022D4	磺胺二甲噁啶-D4	Sulfamethazine-D4	1020719-20-5

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
179	1ST4025	磺胺二甲噁啶-d6	Sulfadimethoxine-d6	73068-02-7
180	1ST4026	磺胺多辛-d3;磺胺邻二甲噁啶-D3	Sulfadoxine-d3	1262770-70-6
181	1ST4028D4	磺胺喹恶啉-D4	Sulfaquinolone-D4	1329652-02-9
184	1ST4030	磺胺甲氧吡嗪-D3	Sulfamethoxypridazine-D3	NA
185	1ST4033	磺胺间甲噁啶-D4	Sulfamonomethoxine-D4	NA
186	1ST4037	磺胺对甲噁啶-D4	Sulfameter-D4	NA
187	1ST4048	磺胺二甲噁啶-D4	Sulfadimethoxine-d4	1020719-80-5
188	1ST4050	磺胺甲异噁啶-D4	Sulfamethoxazole-d4	1020719-86-1
189	1ST4102D6	四环素-d6	Tetracycline-D6	
190	1ST4201D4	3-氨基-2-恶唑烷酮-d4 4,4, 5,5-四氘-3-氨基-2-恶唑烷酮	AOZ-d4	1188331-23-8
191	1ST4203D5	3-氨基-5-吗啉代甲基-2-恶唑烷 酮-d5; 4,4,5, α, α-五氘-3- 氨基-5-吗啉代甲基-2-恶唑烷酮	AMOZ-d5	1017793-94-0
192	1ST4207D4	呋喃唑酮-D4	Furazolidone-D4	1217222-76-8
193	1ST4208D5	呋喃唑酮-D5	Furaladon-D5	1015855-64-7
194	1ST4218	2-NP-呋喃唑酮-d5	2-NP-AMOZ-d5	1173097-59-0
195	1ST4220	2-NP-呋喃唑酮-D4	2-NP-AOZ-D4	1007478-57-0
197	1ST5502	阿苯达唑-D3	Albendazole-D3	NA
198	1ST5504	阿苯达唑磺-D3	Albendazole sulfone-D3	NA
199	1ST5506	阿苯达唑亚砷-D3	Albendazole sulfoxide-D3	NA
200	1ST5509	阿苯达唑-2-胺磺酸盐-D3	Albendazole-2-aminosulfone-D3 hydrochloride	NA
201	12197516	坎茶达唑-D7	Cambendazole-d7	1228182-48-6
202	1ST5526	二甲硝咪唑-D3	Dimetridazole D3	64678-69-9
203	1ST5528	二甲硝咪唑-2-羟基-D3	Dimetridazole-2-hydroxy D3	NA
204	1ST5529	二甲硝咪唑-D3	Dimetridazole-D3	NA
205	1ST5530	苯硫氨酯-D6	Febantel-D6	NA
206	1ST5533	芬苯达唑磺-D3	Fenbendazole sulfone-D3	1228182-49-7
207	1ST5535	芬苯达唑-D3	Fenbendazole-D3	NA
208	1ST5537	氟苯达唑-D3	Flubendazole D3	NA
209	1ST5540	羟甲基甲硝咪唑-D3	HMMNI-D3	NA
210	1ST5543	异丙硝咪唑-D3	Ipronidazole D3	NA
211	1ST5545	羟基异丙硝咪唑-D3	Ipronidazole-OH-D3(IPZOH-D3)	NA
212	1ST5547	甲苯咪唑-D3	Mebendazole D3	NA
213	1ST5548	甲苯咪唑-5-羟基 D3	Mebendazole-5-hydroxy D3	NA
214	1ST5550	5-羟基甲苯咪唑-D3	5-Hydroxymebendazole-D3	NA
215	1ST5554D4	甲硝唑-d4	Metronidazole-d4	1261392-47-5
216	1ST5557	羟基甲硝唑-D2	Metronidazole-hydroxy D2	NA
217	1ST5562	奥芬达唑-D3	Oxfendazole-D3 (Fenbendazole sulfoxide-D3)	1228182-54-4
218	1ST5564	丙氧咪唑胺-D7	Oxibendazoleamine-D7	NA
219	1ST5565	丙氧咪唑-D7	Oxibendazole-D7	NA
220	1ST5569	罗硝唑-D3	Ronidazole D3	1015855-87-4
221	1ST5572	四咪唑盐酸-D5	Tetramisole-D5 hydrochloride	NA
222	1ST5574	噻苯达唑 NH D6	Thiabendazole NH D6	NA
223	1ST5580	三氯茶咪唑-D3	Triclabendazol-D3	NA
224	1ST5592	羟基甲硝唑-D4	Hydroxy Metronidazole-d4	1215071-08-1
225	1ST5603	阿莫西林-d4	Amoxicillin-d4	NA
226	1ST5608	氨苄青霉素-d5	Ampicillin-d5(Mixture of Diastereomers)	NA
227	1ST5614	氘代青霉素G钾盐(phenyl-d5)	Penicillin G-d5 Potassium Salt (phenyl-d5)	NA
228	1ST5615	苄青霉素(青霉素G)钾盐-D7	Benzyl Penicillinate-d7 Potassium Salt	NA
229	1ST5616	青霉素G盐-D7	Penicillin G-D7 salt	NA
230	1ST5618	青霉素V-d5	Penicillin V-d5	NA
231	1ST5628	萘夫西林-d6	Nafcillin-d6	NA
232	1ST4107D5	恩诺沙星-D5	Enrofloxacin-D5	1173021-92-5
233	1ST5702D5	西诺沙星-D5	Cinoxacin-D5	NA
234	1ST5705	环丙沙星-d8	Ciprofloxacin-d8	NA
235	1ST5705A	环丙沙星-D8盐酸盐	Ciprofloxacin-d8 HCl (piperazine-d8)	1216659-54-9
236	1ST5709	甲磺酸达氟沙星-d3	Danofloxacin-d3 Mesylate	NA
237	1ST5711	癸氧喹酯-d5	Decoquinat-d5	NA
238	1ST10453D5	4-羟基阿托伐他汀-d5钙盐	4-Hydroxy Atorvastatin-d5 Calcium Salt	NA

订货指南

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
239	1ST5721	加替沙星盐酸盐-d4	Gatifloxacin-d4 hydrochloride	NA
240	1ST5724	吉米沙星-13C,d2	Gemifloxacin-13C,d2	NA
241	1ST5727	左氧氟沙星-d8	Levofloxacin-d8	1217716-71-6
242	1ST5731	米洛沙星-d3	Miloxacin-d3	1228182-43-1
243	1ST5733	莫西沙星盐酸盐-13C,d3	Moxifloxacin hydrochloride-13C,d3	NA
244	1ST5736	萘啶酸-d5	Nalidixic acid -d5	1189467-36-4
245	1ST5739	诺氟沙星-d5	Norfloxacin-d5; Norfloxacin-d5 (ethyl-d5)	1015856-57-1
246	1ST5738D8	诺氟沙星-d8	Norfloxacin-d8	1216601-32-9
247	1ST5741	氧氟沙星-d3	Ofloxacin-d3	1173147-91-5
248	1ST5741A	氧氟沙星 D3盐酸盐	Ofloxacin D3 hydrochloride	1173021-78-7
249	1ST5740D8	氧氟沙星-D8	Ofloxacin-d8	1219170-21-4
250	1ST5746	恶喹酸-d5	Oxolinic Acid-d5	1189890-98-9
251	1ST5748	培氟沙星-d5	Pefloxacin-d5	1228182-51-1
252	1ST5750	普卢利沙星-d8	Prulifloxacin-d8	NA
253	1ST5752	沙拉沙星盐酸盐-d8三水合物	Sarafloxacin-d8 hydrochloride trihydrate	NA
254	1ST5756D3	培氟沙星-D3	Pefloxacin-d3	NA
255	1ST5757AD8	沙拉沙星-D8盐酸盐	Sarafloxacin-d8 Hydrochloride	1352879-52-7
256	1ST5758D9	双氟沙星-D9	Nadifloxacin-d9	NA
257	1ST5759D5	洛美沙星-D5	Lomefloxacin-D5	NA
258	1ST7001D5	氯代氯霉素 (D5-CAP)	Chloramphenicol-D5	202480-68-0
259	1ST7005D3	氟苯尼考-D3	Florfenicol-d3	NA
260	1ST7033	头孢氨苄-d5水合物	Cephalexin-d5 Hydrate	
261	1ST7301D5	孔雀石绿-D5	Malachite Green-D5	NA
262	1ST7303D6	隐色孔雀石绿-D6	Leucomalachite green D6	1173021-13-0
263	1ST7303D5	隐色孔雀石绿-D5	Leucomalachite green D5	947601-82-3
264	1ST7307D6	结晶紫D6	Crystal VioletD6	
265	1ST7308D6	隐色结晶紫-D6	Leucoocrystal Violet-D6	
266	1ST7712D7	罗红霉素-D7	Roxithromycin-D7	
267	1ST7801C1D3	红霉素-13C-D3	Erythromycin-13C,D3	959119-26-7
268	1ST7807D3	螺旋霉素-d3	Spiramycin I-d3	NA
269	1ST7808D3	盐酸克林霉素-d3	Clindamycin-d3 Hydrochloride	1356933-72-6
270	1ST7114D8	尼卡巴嗪残留物-d8; 4,4' -二硝基均二苯胺-D8	4,4'-Dinitrocarbanilide-d8	1156508-87-0
271	1ST7137D4	喹乙醇-d4	Olaquinox-d4	1189487-82-8
272	1ST7142D4	喹啉-2-羧酸-d4	Quinoxaline-2-carboxylic acid-d4; QCA-d4	NA
273	1ST7150	盐酸氯丙嗪-D6	Chlorpromazine-d6 Hydrochloride	1228182-46-4
274	1ST7178	戊巴比妥-D5	Pentobarbitone-D5	52944-66-8
275	1ST8045	氯丙嗪马来酸盐-D3	Chlorpromazine-D3 maleate	NA
276	1ST8054	沙美特罗-D4	Salmeterol-d4	1204192-41-5
277	1ST001413D5	莫奈尔-D5	Monepantel-D5	NA
278	1ST8063	氢化可的松-D4	cortisol-d4	73565-87-4
279	1ST8064	可的松D8	Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8	Cortisone-d8 (Major)
280	1ST2203C2	炔诺酮-13C2	Norethindrone-13C2	
281	1ST2212C2	雌二醇-13C2	ESTRADIOL (3,4-13C2)	NA
282	1ST2220C3	睾酮-2,3,4-13C3	Testosterone-[13C3]	327048-83-9
283	1ST4009C3	甲氧苄啶-13C3	13C3-Trimethoprim	1189970-95-3
284	1ST4016	磺胺-13C6	Sulfanilamide-13C6	1196157-89-7
285	1ST4019	磺胺嘧啶-13C6	Sulfadiazine-13C6	1189426-16-1
286	1ST4021	磺胺甲基噻唑-13C6	Sulfamerazine-13C6	NA
287	1ST4023	磺胺二甲噻唑半盐酸盐-13C6	Sulfadimidine-13C6 hemihydrate	NA
288	1ST4027	磺胺甲异噻唑-13C6	Sulfamethoxazole-13C6	1196157-90-0
289	1ST4029	磺胺喹噁啉-13C6	Sulfaquinoxaline-13C6	NA
290	1ST4031	磺胺噻唑-13C6	Sulfathiazole-13C6	NA
291	1ST4035	磺胺氯吡啶-13C6	Sulfachlorpyridazine-13C6	NA
292	1ST4038	磺胺吡啶-13C6	Sulfapyridine-13C6	NA
293	1ST4049	磺胺间甲氧噻唑-13C6 半水化合物	Sulfamonomethoxine-(phenyl-13C6) hemihydrate	1416768-32-5 (anhydrous)
294	1ST4204C3	1-氨基-2,4-咪唑烷酮-13C3	AHD-13C3, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3	957509-31-8
295	1ST4205CN	氨基脒-13C,15N	SEM-13C15N	NA

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
296	1ST4209C3	呋喃妥因-13C3	Nitrofurantoin-13C3	1217226-46-4
297	1ST4210CN2	呋喃西林-13C,15N2	Nitrofurazone-13C,15N2	1217220-85-3
298	1ST4226	SCA-HCl-13C,15N2	SCA-13C-15N2 hydrochloride	1173020-16-0
299	1ST5521	氯氟碘柳胺-13C6	Closantel-13C6	NA
300	1ST5555	甲硝唑-13C2,15N2	Metronidazole-13C2,15N2	1173020-03-5
301	1ST5560	硝磺酚腈-13C6	Nitroxylin-13C6	NA
302	1ST5567	碘醚柳胺-13C6	Rafoxanide-13C6	NA
303	1ST5575	噻苯哒唑-13C6	Thiabendazole-13C6	NA
304	1ST5604	阿莫西林-13C6	Amoxicillin-13C6	NA
305	1ST5761C3	氟甲喹-13C3	Flumequine-13C3	1185049-09-5
306	1ST7801C2	红霉素-13C2	Erythromycin A N,N-dimethyl-13C2	114-07-8 (non labelled)
307	1ST10023C2	利巴韦林-13C2	Ribavirin-13C2	1279035-36-7
308	1ST10023C5	利巴韦林-13C5	Ribavirin-13C5	1646818-35-0
309	1ST10201	氯法拉滨-13C1, 15N3	Clofarabine-13C1, 15N3	NA
310	1ST12013	头孢克肟-13C-15N2	Cefixime-13C,15N2	NA
311	1ST20018C12	滴滴滴-13C12	p,p'-DDD-13C12	NA
312	1ST20005C12	滴滴伊-13C12	p,p'-DDE-13C12	NA
313	1ST22147C3	西玛津-13C3	Simazine-13C3	NA
314	1ST22128C3	扑草净-13C3	Prometryn-13C3	NA
315	1ST22146C3	13C3-西草净	Simetryn-13C3	NA
316	1ST22140C3	特丁津-13C3	Terbutylazine-13C3	NA
317	1ST22213C3	特丁净-13C3	Terbutryn-13C3	NA
318	1ST001098D6	苯-d6	Benzene-D6	1076-43-3
319	1ST6606	三聚氰胺-13C3	Cyanuric Acid-13C3	201996-37-4
320	1ST6610C3	三聚氰胺-13C3	Cyanuric chloride-13C3	NA
321	1ST10430C	美沙西汀-13C	Methacetin-13C	72156-70-8
322	1ST10050C2	氨基比林-13C2	4-(DiMethyl-13C2-aMino)antipyrine	NA
323	1ST301889	CLM-293-PK	OCTANOIC ACID (1-13C, 99%)	59669-16-8
324	1ST000813C12	酚酞-13C12	Phenolphthalein-13C12	NA
325	1ST001614C3	硝化甘油-13C3	Glyceryl trinitrate-13C3	NA
326	1ST10454D5	异维A酸-D5	Isotretinoin-D5	NA
327	1ST10455D3	乙酰唑胺-D3	Acetazolamide-D3	1189904-01-5
328	1ST10270D8	乙胺丁醇-D8	Ethambutol-D8	NA
329	1ST10432D3	辛伐他汀D3内酯	Simvastatin-D3 Lactone	NA
330	1ST10296D6	西酞普兰-D6	Citalopram-D6	1190003-26-9
331	1ST10433D6	西洛多辛-D6	Sildenafil-D6	1051374-52-7
332	1ST12019CD3	头孢妥仑匹酯-13C, D3	Cefditoren pivoxil-13C, D3	NA
333	1ST10007D5	头孢克洛-D5	Cefaclor-d5	1426173-90-1
334	1ST10006D3	头孢呋肟-D3	Cefuroxime-D3	NA
335	1ST7153D3	酮洛芬-D3	Ketoprofen-D3	NA
336	1ST10435D3	坦索罗辛-D3	Tamsulosin-D3	NA
337	1ST10436D3	氢羟吗啡酮-D3	Oxymorphone-D3	NA
338	1ST4122D6	强力霉素-D6	Doxycycline-D6	NA
339	1ST10282AD5	诺氟西汀-D5盐酸盐	Norfluoxetine-D5 HCl	1185132-92-6
340	1ST10437D8	洛匹那韦-D8	Lopinavir-d8	1322625-54-6
341	1ST10438D7	鲁比前列酮-D7	Lubiprostone-D7	1217675-13-2
342	1ST10439D6	利匹韦林-D6	Rilpivirine-D6	1312424-26-2
343	1ST10267C3	拉莫三嗪-13C3	Lamotrigine -13C3	1188265-38-4
344	1ST10440D5	戈舍瑞林-D5	Goserelin-D5	NA
345	1ST10441D20	二硫化四乙基秋兰姆-D20	Disulfiram-D20	1216403-88-1
346	1ST10442CN	恩替卡韦-13C2,15N	Entecavir-13C2,15N	1329796-53-3
347	1ST10443D3	地奥司明-D3	Diosmin-D3	NA
348	1ST10444D6	阿扎那韦-D6	Atazanavir-D6	1092540-50-5
349	1ST10418D5	阿托伐他汀-D5钙盐	Atorvastatin-D5 Calcium Salt	222412-82-0
350	1ST5601D6	阿莫西林-D6	Amoxicillin-D6	NA
351	1ST10445D3	Rac-四氢生物蝶呤-D3	Rac-Sapropterin-D3	NA
352	1ST10446D3	Rac-罗替戈汀-D3	Rac-Rotigotine-D3	NA
353	1ST10447D3	Rac-橙皮素-D3	Rac-Hesperetin-D3	NA
354	1ST10448D4	Rac-阿那格雷-D4	Rac-Anagrelide-D4	NA
355	1ST10449D4	Everoliums-D4	Everoliums-D4	NA

订货指南

产品编号	产品号	中文名称	英文名称	CAS#
356	1ST10449D4	Everoliums-D4	Everoliums-D4	NA
357	1ST10450D4	Clopidogrel Carboxylic Acid-D4	Clopidogrel Carboxylic Acid-D4	NA
358	1ST10451D4	6β-Oxymorphol-D4	6β-Oxymorphol-D4	NA
359	1ST10452D3	6-hydroxy Oxymorphone-D3	6-hydroxy Oxymorphone-D3	NA
360	1ST000319CN	5-氟胞嘧啶-13C, 15N2	Flucytosine-13C, 15N2	NA
361	1ST5713	双氟沙星-d3 盐酸盐	Difloxacin-d3 hydrochloride trihydrate	1173021-89-0 (anhydrous)



天津阿尔塔科技有限公司

公司地址: 天津经济技术开发区第四大街 80 号, 天大科技园 C5 楼 405 室 邮编: 300457

电话: (0086) 22-6537-8550; 185-2256-9193; 185-2256-9194

传真: (0086) 22-2532-9655

邮箱: sales@altascientific.com 网址: www.altascientific.com.cn

QQ: 2850791070, 2850791074




© Alta Scientific Co., Ltd.
Version 201709

First Standard[®]
Analytical Reference Standards
分析检测标准品

通过 ISO9001 认证

稳定同位素标记化合物



产品介绍

稳定同位素标记化合物是食品检测、环境监测、分析检验、临床医学诊断、生命科学与药物研究中广泛使用的分析试剂。常见的稳定同位素如氘代、碳-13、氮-15、氧-18等标记化合物, 由于其与非同位素标记的化合物在化学结构、物理化学性质等方面非常接近, 分子量具有确定的差异, 而且检测的灵敏度大幅提高, 因此其作为分析检测的内标物在波谱学、尤其是质谱学与波谱质谱联用的研究和应用中得到越来越广泛的使用。同位素标记产品如氘代甲萘威、氘代敌百虫、氘代敌敌畏、氘代与碳-13标记六六六等稳定同位素标记的农药促进了蔬菜水果中痕量农药残留的检测技术的快速发展; 同位素标记的苏丹红、结晶紫、三聚氰胺等用于食品非法添加剂的同位素稀释法检测; 氘代毒死蜱、氘代氯丙嗪用于内标有效地降低了样品基质的影响; 氘代瘦肉精、氘代磺胺、氮-15标记的硝基咪唑代谢物用于痕量兽药残留检测; 氘代氨基酸是新生儿脐带血筛查试剂盒的重要试剂; 同位素标记的激素、维生素、葡萄糖等应用于医学诊断。另外数量众多的稳定同位素标记试剂在环境监测、医药研究等领域得到广泛的应用。稳定同位素标记试剂也广泛应用于农业、林业、生态、土壤、地质、水文等科研领域的示踪剂。

阿尔塔科技有限公司具有多年的有机标准品与稳定同位素标记技术的研究与生产经验, 根据国内对稳定同位素标记产品快速增长和长期需求, 立足产品国产化, 通过自主研发、联合开发、产学研结合等形式, 开发国内急需的氢-2、碳-13、氮-15同位素标记的农药、兽药、医药、食品、环境等内标化合物, 填补国内同类产品的空白, 为我国创新发展战略和可持续发展提供可靠的保障。

质量保证

- ◆ 由美国A ChemTek 公司研发, 天津阿尔塔科技有限公司生产并提供售后及技术支持
- ◆ ISO9001, ISO17025, Guide34 质量管理体系
- ◆ 质量控制采用HPLC, LCMS, IR, UV, NMR
- ◆ 产品附带质量检验报告书 (CoA) 及安全技术说明书 (MSDS)